


# 電子てんびんの使い方


電げんを入れる。



- ① 電子てんびんを水平な台の上に置いて、電げんを入れる。


やくほうし  
薬包紙

ゼロ点調整のボタンをおす。



- ② 電子てんびんの上に薬包紙をのせてゼロ点調整のボタンをおし、ひょうじがゼロになっていることをたしかめる。

ものの重さをはかるとき




- ③ 重さをはかりたいものを台にのせて、表示がかわらなくなったら、数字を読み取る。

## ● 注意すること

- せいみつ機器ききなので、ていねいにあつかう。
- ものをのせる前に、ゼロ点調整をしておく。
- 決められた重さより重いものは、はからない。

決まった重さをはかりとるとき



- ③ はかりとりたいものを少しずつのせていき、はかりとりたい重さがひょうじされたところで、のせるのをやめる。

## ● 使い終わったら

- 電げんを切ってしまっておく。