



じっけん 実験用ガスコンロの使い方

実験用ガスコンロ

○使う前にたしかめること



ガスボンベ



ガスボンベを正しく取り付けたか。




〔火をつけるとき〕

①つまみを「カチッ」という音がするまで回して火をつける。

②つまみを回して、ほのおの大きさを調節する。

(全体を熱するとき)

(一部を熱するとき)




〔火を消すとき〕



①つまみを「消」まで回して、火を消す。

注意

もえやすいものを近くに置かない。



火が消えたらボンベをはずす。



ごとくより大きいものをのせない。